

Recette

SÉRUM PHYSIOLOGIQUE (NaCl 0,9%)

- *Dans une casserole (sans aluminium) faire bouillir le pot de verre et son couvercle pendant 20 minutes ou les laver au cycle régulier du lave-vaisselle.*
- *Faire bouillir à gros bouillon 500 ml d'eau du robinet pendant 20 minutes.*
- *Ajouter 5 ml ou 1 c. à thé de sel ordinaire et laisser refroidir à la température de la pièce.*
- *Se conserve 24 heures à la température de la pièce.*
- *Ne pas réfrigérer.*

<http://infirmieresoinsdepieds.com>